



medima

**Instrukcja obsługi pomp strzykawkowych  
MEDIMA S1 / S2**

## 34. WYKAZ STRZYKAWEK

Poniżej przedstawiono wykaz strzykawkę przeznaczonych do stosowania w pompach strzykawkowych typu S, S1, S2 i S-PCA. Wszystkie strzykawki są trójelementowe (zawierają gumowy tłoczek).

L.p.	Objętość	Nazwa strzykawki
1.	5 ml	B.Braun Omnifix
2.	5 ml	BD Plastipak
3.	5 ml	<b>Bogmark</b>
4.	10 ml	B.Braun Omnifix
5.	10 ml	BD Plastipak
6.	10 ml	<b>Bogmark</b>
7.	10 ml	Monoject
8.	10 ml	Once
9.	10 ml	Terumo
10.	20 ml	B.Braun Omnifix
11.	20 ml	B.Braun Perfusor
12.	20 ml	BD Plastipak
13.	20 ml	<b>Bogmark</b>
14.	20 ml	<b>Erg Klobuck</b>
15.	20 ml	Monoject
16.	20 ml	Once
17.	20 ml	<b>Polfa Lublin</b>
18.	30 ml	B.Braun Omnifix
19.	30 ml	BD Plastipak
20.	30 ml	Monoject
21.	30 ml	Once
22.	30 ml	Terumo
23.	50 ml	B.Braun Omnifix
24.	50 ml	B.Braun Perfusor
25.	50 ml	BD Perfusion
26.	50 ml	BD Plastipak
27.	50 ml	Diprivan - szklana
28.	50 ml	<b>Erg Klobuck</b>
29.	50 ml	<b>Janpol</b>
30.	50 ml	Jiangsu
31.	50 ml	<b>Margomed</b>
32.	50 ml	Monoject
33.	50 ml	Once
34.	50 ml	<b>Polfa Lublin</b>
35.	50 ml	Terumo