

6: Worek do godzinowej zbiórki moczu

L.P.	FUNKCJA/PARAMETR	TAK/NIE
1	Sterylny, zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu.	TAK
2	Z płaskim portem bezigłowym.	TAK
3	Dwie zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley.	TAK
4	Minimum dwa wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne.	TAK
5	Dwuświatłowy dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzłamaniową o długości 110cm. * zgodnie z dopuszczeniem dren o długości 120cm	TAK
6	Worek 2000ml, skalowany co 100ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce.	TAK
7	Komora pomiarowa 500ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnienie bez konieczności manewrowania komorą	TAK
8	Ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur'a co 1ml, komory pomiarowej od 40ml do 90ml co 5ml i od 90ml do 500ml co 10ml. * zgodnie z dopuszczeniem liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml	TAK
9	Możliwość podwieszenia zestawu na minimum trzy niezależne sposoby. * zgodnie z dopuszczeniem umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących	TAK
10	Na każdym opakowaniu: producent, nazwa, nr katalogowy, nr serii, data ważności.	TAK
11	Opisy w języku polskim.	TAK
12	W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 20 sztuk.	TAK
13	Wymagane próbki – 3 sztuki.	załączyć